

# Volleyballmasse



## Längenmasse

<input checked="" type="checkbox"/>	0 cm	Toleranz Netzhöhe in der Feldmitte
<input checked="" type="checkbox"/>	+ 2 cm	Toleranz Netzhöhe über den Seitenlinien
	2 cm	Streifenbreite der Brust- und Rückennummern
	5 cm	Linienbreite
	15 cm	Höhe der Brustnummern
	20 cm	Höhe der Rückennummern
	8 cm x 2 cm	Bezeichnung Captain unter der Brustnummer
	1 m	Minimale Freizone bei regionalen Spielen (Ausnahmen möglich) [national 3 m, international 5-8 m]
	1 m	Netzbreite
	1.8 m	Länge der Antenne (davon 0.8 m über der Netzoberkante)
	2.15 m	Netzhöhe bei den Männern/Frauen [U14]
	2.20 m	Netzhöhe bei den Frauen [U16]
	2.30 m	Netzhöhe bei den Männern [U16]
<input checked="" type="checkbox"/>	2.24 m	Netzhöhe bei den Frauen [Damen RL, U21, U18, Seniorinnen]
<input checked="" type="checkbox"/>	2.43 m	Netzhöhe bei den Männern [Herren RL, U21, U19, Senioren]
	3 m	Entfernung der Angriffslinie von der Mitte der Mittellinie
	5 m	Minimale Höhe (hindernisfrei) der Halle bei Regionalspielen [national 7 m, international 12.5 m]
	9 m	Breite des Volleyballfeldes
	9.5 m	Netzlänge
	18 m	Länge des Volleyballfeldes

## Zeitmasse

<input checked="" type="checkbox"/>	8 sec	Zeit für Serviceversuch
<input checked="" type="checkbox"/>	30 sec	Dauer eines Time-Out
<input checked="" type="checkbox"/>	h – 2 min	Nicht in der Halle anwesende Spieler werden auf dem Matchblatt gestrichen. (Spätestens jetzt muss der Spieler in der Halle sein.) Abgabe Aufstellungsblatt (Regionalliga)
<input checked="" type="checkbox"/>	3 min	Pause zwischen allen Sätzen (ausser falls 10 min zwischen 2. und 3. Satz vereinbart)
<input checked="" type="checkbox"/>	3 min	Verletzungspause, wenn weder ein regulärer noch ein irregulärer Spielerwechsel möglich ist
	10 min	Pause zwischen 2. und 3. Satz, falls vereinbart
<input checked="" type="checkbox"/>	h – 13 min	Auslosung (Regionalliga)
<input checked="" type="checkbox"/>	h – 15 min	Spätester Zeitpunkt für die Lizenzabgabe
<input checked="" type="checkbox"/>	h – 30 min	Schiedsrichter und Schreiber sind in der Halle einsatzbereit.
<input checked="" type="checkbox"/>	h – 30 min	Beginn des Protokolls (Protokolldetails siehe Protokoll)
<input checked="" type="checkbox"/>	h – 60 min	Halle und Garderoben stehen zur Verfügung

## Ballmasse

294.3 – 318.82 mbar (0.30 – 0.325 kg/cm <sup>2</sup> )	Innendruck
65 – 67 cm	Umfang
260 – 280 g	Gewicht